

**Tarros de cuello ancho LLG, vidrio****LLG Labware****Tarros de cuello ancho LLG, vidrio**

Tarros de rosca, con cuello ancho. Adecuados para almacenar o transportar líquidos y sólidos gruesos. La gran abertura facilita la limpieza y el llenado del vaso transparente.

Pedir las tapas por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09070301	LLG-Wide-neck jar 106mlwith twist-of/12	12 pz
LLG09070302	LLG-Wide-neck jar 212mlwith twist-of/12	12 pz
LLG09070303	LLG-Wide-neck jar 375mlwith twist-of/12	12 pz
LLG09070304	LLG-Wide-neck jar 720mlwith twist-of/12	12 pz
LLG09070305	LLG-Wide-neck jar 1062mlwith twist-o/12	12 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

