

**Tarros de cuello ancho LLG, vidrio****LLG Labware****Tarros de cuello ancho LLG, vidrio**

Tarros de rosca, con cuello ancho. Adecuados para almacenar o transportar líquidos y sólidos gruesos. La gran abertura facilita la limpieza y el llenado del vaso transparente.

Pedir las tapas por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09070301	LLG-Wide-neck jar 106mlwith twist-of/12	12 pz
LLG09070302	LLG-Wide-neck jar 212mlwith twist-of/12	12 pz
LLG09070303	LLG-Wide-neck jar 375mlwith twist-of/12	12 pz
LLG09070304	LLG-Wide-neck jar 720mlwith twist-of/12	12 pz
LLG09070305	LLG-Wide-neck jar 1062mlwith twist-o/12	12 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

