


**Tapas metálicas para tarros de cuello ancho LLG****LLG Labware****Tapas metálicas para tarros de cuello ancho LLG**

Blancas. Tapas roscada para tarros de cuello ancho LLG.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09070306 | LLG-Twist-Off screw-cap dia. 48mmfor/12 | 12 pz     |
| LLG09070307 | LLG-Twist-Off screw-cap dia. 63mmfor/12 | 12 pz     |
| LLG09070308 | LLG-Twist-Off screw-cap dia. 82mmfür/12 | 12 pz     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

