




Tapas metálicas para tarros de cuello ancho LLG

LLG Labware

Tapas metálicas para tarros de cuello ancho LLG

Blancas. Tapas roscada para tarros de cuello ancho LLG.



Code	Description	Packaging
LLG09070306	LLG-Twist-Off screw-cap dia. 48mmfor/12	12 pz
LLG09070307	LLG-Twist-Off screw-cap dia. 63mmfor/12	12 pz
LLG09070308	LLG-Twist-Off screw-cap dia. 82mmfür/12	12 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

