

**Electrodo de pH InLab[®] Micro**

Mettler-Toledo Online

Electrodo de pH InLab[®] Micro

Electrodo de combinación de pH con eje de vidrio, sistema de referencia ARGENTAL™ con trampa de Ag+ y cabezal de electrodo S7.

Pedir el cable por separado.**Especificaciones**

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rangode pH: 0 ... 14 pH

Sensor de temperatura: no

Longitud / diám.: 60 mm / 3 mm

Electrolito: líquido, KCl 3 mol/l

Diafragma: Cerámica tipo Z (tamaño del poro 0,9 µm)

Resistencia de la membrana a 25 °C: 1000 M[©]



Code	Description	Packaging
LLG09041560	pH electrode InLab® Microbody length: 6	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

