

**Electrodo de pH InLab[®] Semi-Micro**

Mettler-Toledo Online

Electrodo de pH InLab[®] Semi-Micro

Electrodo de pH combinado con eje de vidrio, sistema de referencia ARGENTAL™. Con bloqueo de iones de plata y cabezal de conexión S7.

Solicitar el cable por separado.

Especificaciones

Margen de temperatura: 0 ... 100 °C

Margen de pH: 0 ... 12 pH

Sensor de temperatura: no

Longitud/diámetro: 100 mm / 6 mm

Electrolito: Polímero XEROLYT[®]EXTRA

Diafragma: conexión abierta

Resistencia de la membrana a 25°C: 600 M[©]



Code	Description	Packaging
LLG09041565	pH electrode InLab® Semi-Microbody leng	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

