

**Electrodo de pH InLab[®] Micro Pro ISM**

Mettler-Toledo Online

Electrodo de pH InLab[®] Micro Pro ISM

Electrodo de combinación de pH con eje de vidrio, ARGENTAL™ sistema de referencia con trampa de Ag⁺ y cabezal de electrodo MultiPin™.

Pedir el cable por separado.

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 100 °C

Rangode pH: 0 ... 14 pH

Sensor de temperatura: NTC 30 k[©]?

Longitud / diám.: 130 mm / 5mm

Electrolito: líquido, KCl 3 mol/l

Diafragma: cerámico

Resistencia de la membrana a 25°C: 300 M[©]



Code	Description	Packaging
LLG06243633	Microelectrode Inlab® Micro Pro-ISMpH 0	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

