

**Electrodo de pH InLab[®] Surface**

Mettler-Toledo Online

Electrodo de pH InLab[®] Surface

Electrodo de pH combinado con eje de polisulfona, sistema de referencia Ag/AgCl y cabezal de conexión S7.

Solicitar el cable por separado.

Especificaciones

Margen de temperatura: 0 ... 50 °C

Margen de pH: 1 ... 11 pH

Sensor de temperatura: no

Longitud/diámetro: 120 mm / 12 mm

Electrolito: liquido, KCl 3 mol/l, AgCl saturado

Diafragma: Safelock TM- anillo de cierre

Resistencia de la membrana a 25 °C: 800 M Ω



Code	Description	Packaging
LLG09041557	pH electrode InLab® Surfacebody length:	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

