

**Electrodo de pH InLab[®] Science**

Mettler-Toledo Online

Electrodo de pH InLab[®] Science

Electrodo de pH combinado con eje de vidrio, sistema de referencia ARGENTAL™. Con bloqueo de iones de plata y cabezal de conexión S7.

Solicitar el cable por separado.

Especificaciones

Margen de temperatura: 0 ... 100 °C

Margen de pH: 0 ... 12 pH

Sensor de temperatura: no

Longitud/diámetro: 120 mm/12 mm

Electrolito: líquido, KCl 3 mol/l

Diafragma: esmerilado de vidrio móvil

Resistencia de la membrana a 25 °C: 600 M Ω



Code	Description	Packaging
LLG09041470	pH electrode InLab® Sciencebody length:	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

