

**Electrodo de pH InLab<sup>®</sup> Science Pro ISM**

Electrodo de pH con eje de vidrio, sistema de referencia ARGENTAL™. Con bloqueo de iones de plata y cabezal de electrodos Multipin™.

**Solicitar el cable por separado.**

**Especificaciones**

**Margen de temperatura: 0 ... 100 °C**

**Margen de pH: 0 ... 12 pH**

**Sensor de temperatura: NTC 30k<sup>Ω</sup>**

**Longitud / Ø: 170 mm/12 mm**

**Electrolito: líquido, KCl 3 mol/l**

**Diafragma: esmerilado de vidrio móvil**

**Resistencia de la membrana a 25°C: 600 M<sup>Ω</sup>**



Code	Description	Packaging
LLG09041472	pH-Electrode InLab® Science Pro-ISMpH 0	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

