

**Electrodo de pH InLab[®] Science Pro ISM**

Mettler-Toledo Online

Electrodo de pH InLab[®] Science Pro ISM

Electrodo de pH con eje de vidrio, sistema de referencia ARGENTAL™. Con bloqueo de iones de plata y cabezal de electrodos Multipin™.

Solicitar el cable por separado.

Especificaciones

Margen de temperatura: 0 ... 100 °C

Margen de pH: 0 ... 12 pH

Sensor de temperatura: NTC 30k^Ω

Longitud / Ø: 170 mm/12 mm

Electrolito: líquido, KCl 3 mol/l

Diafragma: esmerilado de vidrio móvil

Resistencia de la membrana a 25°C: 600 M^Ω



Code	Description	Packaging
LLG09041472	pH-Electrode InLab® Science Pro-ISMpH 0	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

