

**Esterilizadores de vapor (autoclaves), serie HV****HMC-EUROPE****Esterilizadores de vapor (autoclaves), serie HV**

Inagotables, durables e ingeniosamente simples

- Certificados según la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/EU
- Disponibles en 4 tamaños con 25, 50, 85 y 110 litros de volumen útil efectivo
- Simples, fiables y con una larga vida útil, su elección perfecta para las tareas estándar
- Opcionalmente disponibles con sensor de temperatura flexible para la esterilización de líquidos
- Para todos los dispositivos de hasta 110 litros sólo se requiere una fuente de alimentación monofásica (220/240 V; 50/60 Hz)
- Función de temporizador y 3 grupos de programas con un máximo de 6 programas incluyendo el programa de disolución, las adaptaciones para programas personalizados son siempre posibles
- No se requiere la instalación de un suministro de agua de alimentación
- Ruedas para uso móvil
- Superficie de plástico fácil de limpiar con bordes redondeados en las zonas de contacto (sin quemaduras ni heridas)
- Los factores eléctricos, mecánicos y de construcción garantizan el más alto nivel de calidad y protección del usuario
- Los accesorios permiten configurar el autoclave según se desee



Code	Description	Packaging
LLG06232481	Steam sterilizer HV 50 L50 liter, 300 x	1 pz.
LLG06254337	Steam sterilizer HV 110 L110 ltr. volum	1 pz.
LLG07980025	Steam sterilizer HV 25 L25 ltr. volume,	1 pz.
LLG09842418	Steam sterilizer HV 85 L85 ltr. volume,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

