

**Cajones para nevera AluCool® que incluyen separadores**

Cajones de aluminio de alta calidad que incluyen una estructura sobre ruedas que se deslizan suavemente con un dispositivo de paro. Incluye un sistema de divisiones o separadores flexible con bolsas para las fichas perforadas. Según la necesidad específica, el sistema separador permite el almacenamiento de fármacos, sangre y plasma con un ahorro de espacio del 30%. Los separadores flexibles se pueden extraer fácilmente y el estante se limpia de forma fácil e higiénica.

Tipo A:

FKS 1800 / 1802 / 2600 / 2602 / 3600 / 3602; FKU 1800 / 1805; UKS 1800 / 1801 / 2600 / 2602 / 3600 / 3602 / 3650; FKEx 1800 / 2600 / 3600

Tipo B:

FKUv 1610 / 1612 / 1660 / 1662; LKexv 3910; LKv 3910 / 3912; LKUexv 1610; LKUv 1610 / 1612

Los estantes AluCool® se pueden ajustar a cualquier nevera, y se ahorra y optimiza espacio.

Montaje sin herramientas que no daña el interior de la nevera.

Divisiones: 3 tiras con 12 divisiones universales. Ancho de las tiras ajustable en pasos de 1 cm.



Code	Description	Packaging
LLG09698981	Single drawer AluCoolsubdivided, 3 chan	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

