



Balanzas de precisión Entris® II

Sartorius Lab Instruments

Balanzas de precisión Entris® II

- Los sensores modernos garantizan un tiempo de estabilización muy rápido
 - Función automática de calibración y ajuste interno (isoCAL) para todos los modelos "i"
 - Plataforma de pesaje de acero inoxidable
 - Excelente legibilidad y operabilidad con pantalla táctil híbrida
 - Detección automática de los accesorios Sartorius conectados
 - Transferencia directa de datos a PCs conectados con interfaz USB-C y RS232 sin necesidad de software adicional
 - 12 aplicaciones integradas con protocolo compatible con GLP/GMP
 - Fáciles de limpiar, alta resistencia química
 - Interfaz multilingüe
- Todos los modelos también están disponibles como versiones aprobadas para la UE/Francia.

Material de suministro: Balanza de precisión, fuente de alimentación, cubierta protectora para la pantalla

Especificaciones

Plataforma de pesaje: 182 x 182 mm

Dimensiones (An x L x Alt): 219 x 317 x 94 mm

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04669113	Precision balance Entris® II 2200g 0.1g,	1 pz
LLG04669117	Precision balance Entris® II 2200g 10mg,	1 pz
LLG04669120	Precision balance Entris® II internal ca	1 pz
LLG04669140	Precision balance Entris® II internal ca	1 pz
LLG04669153	Precision balance Entris® II 6200g 10mg,	1 pz
LLG04669156	Precision balance Entris® II internal ca	1 pz
LLG04669180	Precision balance Entris® II internal ca	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

