

**Balanzas de precisión Entris® II con pantalla protectora cuadrada**

Sartorius Lab Instruments

**Balanzas de precisión Entris® II con pantalla protectora cuadrada**

- Los sensores modernos garantizan un tiempo de estabilización muy rápido
- Función automática de calibración y ajuste interno (isoCAL) para todos los modelos "i"
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable
- Excelente legibilidad y operabilidad con pantalla táctil híbrida
- Detección automática de los accesorios Sartorius conectados
- Transferencia directa de datos a PCs conectados con interfaz USB-C y RS232 sin necesidad de software adicional
- 12 aplicaciones integradas con protocolo compatible con GLP/GMP
- Fáciles de limpiar, alta resistencia química
- Interfaz multilingüe

Espacio de pesaje alto, fácil acceso a la plataforma de pesaje a través de las puertas laterales y la puerta corrediza superior. Protector contra el viento especialmente recubierto contra cargas electrostáticas.

Todos los modelos también están disponibles como versiones aprobadas para la UE/Francia.

**Material de suministro:** Balanza de precisión, unidad de alimentación, cubierta de protección de la pantalla

**Especificaciones**

**Precisión de lectura: 1 mg**

**Reproducibilidad:**

**Linealidad: ±1 mg**

**±0,6 mg**

**Plataforma de pesaje: Ø 120 mm**

**Altura del espacio de pesaje: 240 mm**

**Dimensiones (An x L x Alt): 219 x 317 x 345 mm**

**Peso: 6,3 kg**

**Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG04669133	Precision balance Entris® II 320g 1mg, w	1 pz
LLG04669144	Precision balance Entris® II internal ca	1 pz
LLG04669164	Precision balance Entris® II internal ca	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

