

**Agitador de microtitración PMS-1000i****Grant****Agitador de microtitración PMS-1000i**

Agitación fiable y regulada para dos o cuatro microplacas. Los sencillos tornillos de fijación permiten la colocación rápida y fácil de cualquier placa de profundidad estándar de 96 o 384 pocillos, manteniendo la placa firmemente en su lugar.

- Accionamiento directo
- Motor sin escobillas
- Ajuste y visualización de las RPM
- Velocidad variable: 150rpm a 1200rpm
- Órbita: 2mm
- Funcionamiento continuo o temporizado
- Temporizador integral: de 1 minuto a 24 horas
- Opción estándar para dos microplacas
- Plataforma opcional MPP-4 para cuatro microplacas
- Ambiente 4°C a 40°C



Code	Description	Packaging
LLG09721074	Microplate shaker PMS-1000iincl. platfo	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

