



## Fascos para buretas, vidrio de borosilicato 3.3

### Fascos para buretas, vidrio de borosilicato 3.3

Fascos para buretas automáticas fabricados a base de vidrio resistente al calor. Cada frasco tiene un cuello con esmerilado 29/32 para adaptarse a la bureta.



Code	Description	Packaging
LLG06237628	Burette bottle 2000 ml clear glass, Boro	1 pz.
LLG06238474	Burette bottle 2000 ml amber glass, Boro	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

