

**Bolsa de muestras Whirl-Pak[®], PE, estériles****Nasco****Bolsa de muestras Whirl-Pak[®], PE, estériles**

Las bolsas Whirl-Pak[®] son bolsas estériles de polietileno para muestras de laboratorio que se utilizan para transportar muestras para pruebas biológicas y otras aplicaciones. Disponibles con o sin etiqueta de escritura. Con sistema de cierre de alambre integrado. Rango de temperatura: -210 a 82 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06091055	Sample bags, sterile 60ml without label	500 pz.
LLG06228639	Whirl-Pak® sample bags 150x230 mmw//500	500 pz
LLG06242083	Sac échantillonnage, stérile Whirl-/500	500 pz.
LLG06257989	Whirl-Pak® sample bags 380x508 mm with w	100 pz.
LLG06266302	Sacs d'échantillonnage Whirl-Pak®, /500	500 pz.
LLG06266304	Sacs d'échantillonnage Whirl-Pak®, /250	250 pz.
LLG06266305	Whirl-Pak® sample bags 254x508 mm w/250	250 pz.
LLG06305117	Whirl-Pak® sample bags 190x380 mmw./500	500 pz
LLG07058005	Whirl-Pak® sample bags 75x125 mmw.w/500	500 pz
LLG07058120	Whirl-Pak® sample bags 115x230 mmw./500	500 pz
LLG07077212	Whirl-Pak® sample bags 75x185 mmw.w/500	500 pz
LLG07981345	Sacs d'échantillonnage Whirl-Pak®, /500	500 pz.
LLG09404234	Whirl-Pak® sample bags 75x185 mmw/o/500	500 pz
LLG09404235	Whirl-Pak® sample bags 115x230 mmw//500	500 pz
LLG09404236	Whirl-Pak® sample bags 125x380 mmw//500	500 pz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

