

**Medidores multiparamétricos SensoDirect 150****AQUALYTIC****Medidores multiparamétricos SensoDirect 150**

El instrumento portátil Multi-Parámetro SD 150 es ideal para la determinación secuencial de pH, Redox/ORP, conductividad, TDS y oxígeno disuelto y combina las aplicaciones de varios instrumentos en un dispositivo portátil.

- Gran pantalla LCD de fácil lectura con ajuste de contraste
- Reconocimiento automático de soluciones estándar
- Compensación automática de temperatura
- Registrador de datos en tiempo real

**Material de suministro:** Instrumento, baterías, armadura protectora, portaelectrodos, electrodo de pH tipo 226, sensor de temperatura Pt1000, tampón de pH, manual

**SensoDirect 150 (Set 1) pH / Con / TDS / Oxi / Temp. adicionalmente:** Célula de conductividad, sensor de oxígeno, electrolito, cabezales de membrana

**SensoDirect 150 (Set 2) pH / Con / TDS / Temp. adicionalmente:** Célula de conductividad

**SensoDirect 150 (Set 3) pH / Oxi / Temp. adicionalmente:** Sensor de oxígeno, electrolito, cabezales de membrana

**SensoDirect 150 (Set 4) pH / Redox / Temp. adicionalmente:** Electrodo de redox

**Especificaciones**

pH: 0 ... 14 pH

ORP: -1999 ... 1999 mV

Conductividad: 0 ... 200,0 mS/cm

TDS: 0 ... 132000 ppm

Temperatura: 0 ... 60 °C

Oxígeno: 0 ... 20,0 mg/l

Interfaz: USB, RS 232

Dimensiones (An x L x Alt): 76 x 203 x 38 mm

Peso: 320 g

Fuente de alimentación: Batería de 1,5 V DC (UM3, AA) x 4 PCs o adaptador DC 9V

Grado de protección: IP 51



Code	Description	Packaging
LLG06241474	SensoDirect AL15 Set pH/Con/Oxi	1 pz.
LLG06241983	SensoDirect AL15 MULTI Set pH/Conin kit	1 pz.
LLG06256805	SensoDirect AL15 Set pH/Oxi	1 pz.
LLG09699295	Multiparameter meter AL15 Set pH/Redox	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

