

**Bolsas de muestras Whirl-Pak[®] Stand-Up, PE, estériles, autoportantes**

Fácil manejo de la muestra debido al fondo especialmente abombado que se aplana cuando la muestra se coloca dentro, permitiendo que la bolsa se mantenga en pie por sí misma. Funciona igual que una botella o un vaso, sin embargo cuesta menos, es inastillable y utiliza una fracción del espacio de almacenamiento. El sistema de cierre de alambre integrado asegura la estanqueidad de la bolsa de muestras. Con etiqueta de escritura para una identificación limpia y fácil. Rango de temperatura: -210 a 82 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06260542	Whirl-Pak® sample bags 125x380 mm w/250	250 pz.
LLG06260543	Whirl-Pak® sample bags 190x380 mm w/250	250 pz.
LLG06266303	Whirl-Pak® sample bags 150x230 mm w/500	500 pz.
LLG09404231	Whirl-Pak® sample bags 75x185 mmw.w/500	500 pz
LLG09404232	Whirl-Pak® sample bags 115x230 mmw./500	500 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

