



Bolsas de muestras / Bolsas de homogeneización Whirl-Pak®, PE, estériles

Nasco Sampling LLC

Bolsas de muestras / Bolsas de homogeneización Whirl-Pak®, PE, estériles

- Bolsas sólidas estériles para la homogeneización de líquidos y sólidos
- Con y sin tiras de etiquetado



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06052018 | Whirl-Pak Sample/Homogenizing bags 380ml | 500 pz |
| LLG07059854 | Whirl-Pak® homogenizer bags 150x230/500 | 500 pz |
| LLG07059855 | Whirl-Pak® homogeniser bags 190x300/500 | 500 pz |
| LLG09404233 | Whirl-Pak® homogenizer bags 150x230/500 | 500 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

