

**Medidor de pH LAB 845****SI Analytics****Medidor de pH LAB 845**

Gracias a su operación intuitiva y su carcasa robusta de aluminio hacen del medidor de pH LAB 845 el aparato perfecto para la formación y los análisis ordinarios.

- Hecho en Alemania
- Interfaz USB
- Registrador de datos (almacenamiento de hasta 4000 entradas: fecha, hora, el principal valor medido, valor medido secundario, temperatura medida) con un intervalo ajustable
- Protección mediante contraseña numérica
- Idioma de usuario seleccionable (Alemán, Inglés, Francés y Español)
- Tiempo de apagado configurable
- Carcasa robusta de aluminio
- Pantalla LCD retroiluminada

**Material de suministro:** Medidor de pH, soporte, adaptador de corriente, electrodo como se indica, 6 tampones DIN (2 x pH 4,01, 2 x pH 6,87, 2 x pH 9,18)

**Especificaciones Rango de medición // Resolución // Precisión**

**pH: 0 - 14 // 0,01 //  $\pm 0,01$  ( $\pm 2$  en el punto de calibración)**

**mV: -1999 ... 1999 mV // 1 mV //  $\pm 0,3$  mV**

**ISE: 0 ... 30000 ppm**

**Temperatura: -10 ... 100 °C // 0,1 °C //  $\pm 0,1$  °C**

**Temperatura de compensación: Automática con PT1000 o temperatura fija**



Code	Description	Packaging
LLG06270548	pH-meter Lab845for pH measurement***Ple	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

