

**Medidor de pH LAB 845****SI Analytics****Medidor de pH LAB 845**

Gracias a su operación intuitiva y su carcasa robusta de aluminio hacen del medidor de pH LAB 845 el aparato perfecto para la formación y los análisis ordinarios.

- Hecho en Alemania
- Interfaz USB
- Registrador de datos (almacenamiento de hasta 4000 entradas: fecha, hora, el principal valor medido, valor medido secundario, temperatura medida) con un intervalo ajustable
- Protección mediante contraseña numérica
- Idioma de usuario seleccionable (Alemán, Inglés, Francés y Español)
- Tiempo de apagado configurable
- Carcasa robusta de aluminio
- Pantalla LCD retroiluminada

Material de suministro: Medidor de pH, soporte, adaptador de corriente, electrodo como se indica, 6 tampones DIN (2 x pH 4,01, 2 x pH 6,87, 2 x pH 9,18)

Especificaciones Rango de medición // Resolución // Precisión

pH: 0 - 14 // 0,01 // $\pm 0,01$ (± 2 en el punto de calibración)

mV: -1999 ... 1999 mV // 1 mV // $\pm 0,3$ mV

ISE: 0 ... 30000 ppm

Temperatura: -10 ... 100 °C // 0,1 °C // $\pm 0,1$ °C

Temperatura de compensación: Automática con PT1000 o temperatura fija



Code	Description	Packaging
LLG06270548	pH-meter Lab845for pH measurement***Ple	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

