

**Gradilla para microtubos (1,5 ml), PP****Kartell****Gradilla para microtubos (1,5 ml), PP**

Gradilla para tubos de ensayo con dos niveles, en cuatro colores. Se trata de una gradilla esterilizable en autoclave, útil para múltiples aplicaciones, que se puede emplear en seco como en un baño de agua o en un congelador. Cada gradilla dispone de una referencia alfa-numérica que permite una fácil identificación de las muestras. La gradilla es para 100 tubos de ensayo de 1,5 ml - con o sin tapón - o bien para 50 tubos de ensayo de 1,5 ml con cierre abierto. Las gradillas son apilables y disponen de una superficie sobre la que se colocan las etiquetas a ambos lados de la misma (para el código de barras, etc.)



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06225714 | tube rack, for 100 tubesPP, 109,5 x 263 | 1 pz      |
| LLG06226179 | tube rack, for 100 tubeswhite           | 1 pz      |
| LLG06238141 | Centrifugen tube rack, yellowfor 100 tu | 1 pz      |
| LLG06401579 | tube rack, for 100 tubesPP, 109,5 x 263 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

