

**Hornos de mufla hasta 1300 °C****Sno1 (UMEGA Group)****Hornos de mufla hasta 1300 °C**

Hornos de alta temperatura con cámara aislante de fibra de vidrio. Aptos para aplicaciones en la industria, la ciencia y la medicina.

- Placa inferior de cerámica
- Puerta de apertura lateral, abatible o de apertura superior, según modelo
- Controles fácilmente accesibles en el enchufe
- Tiempos de calentamiento rápidos
- Carcasa del horno de metal con recubrimiento de polvo
- Buena estabilidad de temperatura
- Ahorro de energía
- Modelos con controlador E5CC de Omron: se pueden ajustar la hora y la temperatura
- Modelos con controlador E5CC-T de Omron: 8 programas almacenables

**Números de modelo con "1100" hasta 1100 °C**

**Números de modelo con "1300" hasta 1300 °C**



Code	Description	Packaging
LLG04669202	Muffle furnace SNOL 3/1100 LHM01 (Omron	1 pz
LLG04669203	Muffle furnace SNOL 8.2/1100 LHM01 (Omro	1 pz
LLG04669204	Muffle furnace SNOL 8.2/1100 LSM01 (Omro	1 pz
LLG04669205	Muffle furnace SNOL 8.2/1100 LZM01 (Omro	1 pz
LLG04669206	Muffle furnace SNOL 13/1100 LHM01 (Omron	1 pz
LLG04669207	Muffle furnace SNOL 22/1100 LHM01 (Omron	1 pz
LLG04669220	Muffle furnace SNOL 3/1100 LHM01 (Omron	1 pz
LLG04669222	Muffle furnace SNOL 8.2/1100 LSM01 (Omro	1 pz
LLG04669223	Muffle furnace SNOL 8.2/1100 LZM01 (Omro	1 pz
LLG04669224	Muffle furnace SNOL 13/1100 LHM01 (Omron	1 pz
LLG04669225	Muffle furnace SNOL 22/1100 LHM01 (Omron	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

