

**Mezcladores MICROTRON<sup>®</sup> MB 550/MB 800****KINEMATICA****Mezcladores MICROTRON<sup>®</sup> MB 550/MB 800**

Los sistemas MICROTRON<sup>®</sup> MB 550 y MICROTRON<sup>®</sup> MB 800 son especialmente adecuados para manipular, mezclar, dispersar, homogeneizar, emulsionar y triturar materiales capaces de cortar. Para el MICROTRON<sup>®</sup> MB 550 se dispone de cuatro piezas adicionales distintas de vidrio con un volumen de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. Para el MICROTRON<sup>®</sup> MB 800 las piezas son de acero inoxidable con un volumen de 2000 ml y 4000 ml.

Ambos sistemas son seguros para el laboratorio: disponen de toma de tierra, están aislados con doble protección de seguridad, con supresión de interferencias. Un sistema de seguridad impide la puesta en marcha no controlada y por tanto el riesgo de lesiones, ya que el mezclador solamente funciona cuando la tapa/cubierta protectora está en su sitio. Al retirar la tapa/cubierta protectora el motor se para automáticamente. Ambos sistemas se han diseñado para grandes exigencias, ocupan poco sitio y están siempre preparados para su uso.

**Recipientes de mezcla y cubiertas protectoras - pedir por favor por separado. El mezclador MICROTRON<sup>®</sup> MB 550 sólo se puede poner en marcha con la cubierta protectora incorporada. 0b**

**Especificaciones****Potencia del motor****MB 550:****MB 800:****550 W****800 W****Rango de velocidad****MB 550:****MB 800:****Sin escalonamiento, de 1000 ... 15000 rpm****Sin escalonamiento, de 1000 ... 17000 rpm****Dimensiones (Ø x Alt): 190 x 245 mm**



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

