



Gradillas para tubos de ensayo, PP

Gradillas para tubos de ensayo, PP

Para 12 ó 24 tubos de ensayo con un diámetro máximo de 18 mm. Esterilizables en autoclave. Irrompibles. Reciclables. De color azul.



Code	Description	Packaging
LLG09193112	Test tube racks,plastic,upto 18 mm diam,	1 pz.
LLG09193124	Test tube racks,upto 18 mm diam,24 tube	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

