



Cámara para microscopio Moticom 1080

Motic

Cámara para microscopio Moticom 1080

Cámara con salida múltiple, resolución Full-HD y software integrado que ofrece una nueva calidad para la microscopía interactiva en entornos educativos, laboratorios e industrias permitiendo trabajar sin necesidad de un ordenador adicional. La señal HDMI ofrece una imagen en directo rápida con una resolución de 1080 (60P) y color de alta fidelidad. Las fotografías y los videos se almacenan en formato 2MP o 8MP en la tarjeta MicroSD. Es ideal para aquellas aplicaciones donde sea necesario visualizar muestras en movimiento de 60 fotogramas por segundo. El software integrado se controla mediante el ratón WiFi. Además la cámara se puede ejecutar con el nuevo software Motic Images Plus 3.0 que dispone de una amplia gama de herramientas de medición. Como alternativa se puede conectar el puerto USB a un puerto HDMI permitiendo presentar la imagen en directo a un público mayor. El suministro incluye: software Motic Images Plus 3.0, objetivo de calibración, adaptadores para oculares y macrotubos con lentes focalizables.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

