

**Tapa de silicona DURAN®**DWK Life Sciences GmbH  
(Duran)**Tapa de silicona DURAN®**

Tapa de silicona extensible para cubrir de forma segura los recipientes, por ejemplo, para proteger contra el polvo o salpicaduras de soluciones. Los lados anchos y superpuestos de la tapa de silicona se cierran bien con la pared del recipiente. Adecuada para temperaturas de -40 °C a 180 °C.

La exposición prolongada a disolventes puede causar hinchazón del material.

- Tres tamaños y colores diferentes
- Campo de rotulación en la solapa
- Resistente a los productos químicos
- Resistente al calor
- Apta para lavavajillas
- Autoclavable



Code	Description	Packaging
LLG04669338	DURAN® Silicone lid, set S/M/L, pink	1 pz
LLG04669339	DURAN® Silicone lid, set S/M/L, cyan	1 pz
LLG04669340	DURAN® Silicone lid, set S/M/L, green	1 pz
LLG04669341	DURAN® Silicone lid, S pink pack 5	5 pz
LLG04669342	DURAN® Silicone lid, S cyan pack 5	5 pz
LLG04669343	DURAN® Silicone lid, S green pack 5	5 pz
LLG04669344	DURAN® Silicone lid, M pink pack 5	5 pz
LLG04669345	DURAN® Silicone lid, M cyan pack 5	5 pz
LLG04669346	DURAN® Silicone lid, M green pack 5	5 pz
LLG04669347	DURAN® Silicone lid, L pink pack 5	5 pz
LLG04669348	DURAN® Silicone lid, L cyan pack 5	5 pz
LLG04669349	DURAN® Silicone lid, L green pack 5	5 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

