

**Tapa de silicona DURAN®**DWK Life Sciences GmbH  
(Duran)**Tapa de silicona DURAN®**

Tapa de silicona extensible para cubrir de forma segura los recipientes, por ejemplo, para proteger contra el polvo o salpicaduras de soluciones. Los lados anchos y superpuestos de la tapa de silicona se cierran bien con la pared del recipiente. Adecuada para temperaturas de -40 °C a 180 °C.

La exposición prolongada a disolventes puede causar hinchazón del material.

- Tres tamaños y colores diferentes
- Campo de rotulación en la solapa
- Resistente a los productos químicos
- Resistente al calor
- Apta para lavavajillas
- Autoclavable



| Code        | Description                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| LLG04669338 | DURAN® Silicone lid, set S/M/L, pink  | 1 pz      |
| LLG04669339 | DURAN® Silicone lid, set S/M/L, cyan  | 1 pz      |
| LLG04669340 | DURAN® Silicone lid, set S/M/L, green | 1 pz      |
| LLG04669341 | DURAN® Silicone lid, S pink pack 5    | 5 pz      |
| LLG04669342 | DURAN® Silicone lid, S cyan pack 5    | 5 pz      |
| LLG04669343 | DURAN® Silicone lid, S green pack 5   | 5 pz      |
| LLG04669344 | DURAN® Silicone lid, M pink pack 5    | 5 pz      |
| LLG04669345 | DURAN® Silicone lid, M cyan pack 5    | 5 pz      |
| LLG04669346 | DURAN® Silicone lid, M green pack 5   | 5 pz      |
| LLG04669347 | DURAN® Silicone lid, L pink pack 5    | 5 pz      |
| LLG04669348 | DURAN® Silicone lid, L cyan pack 5    | 5 pz      |
| LLG04669349 | DURAN® Silicone lid, L green pack 5   | 5 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6ª Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

