

**Termostato con refrigeración LTC 4****Grant****Termostato con refrigeración LTC 4**

Un sistema versátil para el laboratorio, con una amplia especificación para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura.

- Termostato digital Optima™ para un control preciso de la temperatura: montado con TX 150
- Rango de refrigeración/calefacción -30 a 100 °C
- Estabilidad $\pm 0,1$ °C
- Potente bomba integral; permite que el fluido de temperatura controlada circule a los dispositivos externos (18 L / min, 310 mbar)
- Dial rotativo fácil de usar y dos teclas de función
- Pantalla clara de 4 dígitos - fácil de leer a distancia para una tranquilidad instantánea
- Alarma visual y temporizador de cuenta atrás; le avisa cuando se requiere su atención
- Facilidad de calibración por parte del usuario para una precisión óptima a la temperatura de funcionamiento requerida
- Punto de referencia de funcionamiento más 3 temperaturas preestablecidas ajustables para mayor comodidad
- Protección líquida y corte por sobretemperatura
- Fácil acceso al depósito de refrigerante para la refrigeración local de tubos, botellas, etc.
- Refrigerante potente y eficiente, respetuoso con el ozono
- La placa puente de doble posición, asegura la visibilidad/acceso al termostato mientras se optimiza el espacio de la mesa.
- Construcción robusta, materiales resistentes a la corrosión, tanque de acero inoxidable; durable en ambientes exigentes
- Interruptor de encendido/apagado del termostato de 5 °C; detiene el congelamiento del tanque cuando se opera con agua





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

