



Gradilla para tubos de ensayo, acero inoxidable

Gradilla para tubos de ensayo, acero inoxidable

Alambre de acero inoxidable resistente a la corrosión. Pulido electroquímico.

Tamaño de apertura 18 x 18 mm. Los niveles de rejilla de malla se colocan en la parte superior y a 30 mm por encima de la base.



Code	Description	Packaging
LLG09193824	Test tube stands,st.steel,18 x 18 mm,he	1 pz.
LLG09193836	Test tube stands,st.steel,18 x 18 mm,he	1 pz.
LLG09193848	Test tube stands,st.steel,18 x 18 mm,he	1 pz.
LLG09193948	Test tube stands,st.steel,18 x 18 mm,he	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

