




## Gradilla para tubos de ensayo, acero inoxidable

### Gradilla para tubos de ensayo, acero inoxidable

Alambre de acero inoxidable resistente a la corrosión. Pulido electroquímico. Tamaño de apertura 18 x 18 mm. Los niveles de rejilla de malla se colocan en la parte superior y a 30 mm por encima de la base.



Code	Description	Packaging
LLG09193824	Test tube stands,st.steel,18 x 18 mm,he	1 pz.
LLG09193836	Test tube stands,st.steel,18 x 18 mm,he	1 pz.
LLG09193848	Test tube stands,st.steel,18 x 18 mm,he	1 pz.
LLG09193948	Test tube stands,st.steel,18 x 18 mm,he	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

