

**Balanzas de precisión Entris® II con pantalla de cristal redondo**

Sartorius Lab Instruments

Balanzas de precisión Entris® II con pantalla de cristal redondo

- Los sensores modernos garantizan un tiempo de estabilización muy rápido
- Función automática de calibración y ajuste interno (isoCAL) para todos los modelos "i"
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable
- Excelente legibilidad y operabilidad con pantalla táctil híbrida
- Detección automática de los accesorios Sartorius conectados
- Transferencia directa de datos a PCs conectados con interfaz USB-C y RS232 sin necesidad de software adicional
- 12 aplicaciones integradas con protocolo compatible con GLP/GMP
- Fáciles de limpiar, alta resistencia química
- Interfaz multilingüe

Todos los modelos también están disponibles como versiones calibradas oficialmente para la UE/Francia.

Material de suministro: Balanza de precisión, fuente de alimentación, cubierta protectora para la pantalla

Especificaciones

Plataforma de pesaje: Ø 120 mm

Dimensiones (An x L x Alt): 219 x 317 x 146 mm

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04669172	Precision balance Entris® II internal ca	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

