

**Mini Termómetro TDC 110**Xylem Analytics Germany
(EBRO)**Mini Termómetro TDC 110**

- Sonda: acero inoxidable, diámetro 4 mm, longitud 120 mm
- Sonda puntiaguda, fija
- Robusto y resistente al impacto
- °C/°F conectable
- Batería recambiable
- Desconexión automática al cabo de aprox. 10 minutos
- Con protector de agujas y batería de recambio

Especificaciones**Margen de medición****Sensor: -50 hasta +150°C****NTC****Exactitud (± 1 dígito): ± 1 °C (-10 °C...+120 °C), ± 2 °C para el margen de medición restante****Resolución: 0,1°C****Temperatura de trabajo: 0 hasta +50°C****Fuente de alimentación: 1,5 V, G10-A****Dimensiones: 50 x 40 mm****Peso: aprox. 13 g**

Code	Description	Packaging
LLG06237979	Thermometer TDC 110NTC, probe 120 mm, Ø	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

