

**Kits de inicio de HPLC Generation 2.0, GL 45****SCAT Europe GmbH****Kits de inicio de HPLC Generation 2.0, GL 45**

Máxima seguridad para el suministro de disolventes de HPLC. La válvula de aire integrada (B) bloquea los vapores peligrosos y limpia el aire entrante (M) de polvo y partículas de suciedad.

- Protección contra el escape de vapores de disolventes
- Los disolventes (L) y las mezclas permanecen limpios y estables
- Sin tubos retorcidos, fácil intercambio de contenedores
- No hay entrada de aire en el sistema de HPLC
- Resultados analíticos reproducibles a través de la fase móvil estable
- Utilice los tapones ciegos suministrados para apretar las conexiones que están temporalmente inactivas o no se utilizan
- Válvula de aire (B) con filtro de PTFE (G) y adaptador Luer-Lock (A)
- Membrana de válvula (H) optimizada para flujos analíticos y preparatorios
- Mejoras en los accesorios de PFA (C)
- Cuerpo (D/I) hecho de PTFE de grado médico, seguro para alimentos, conforme a la FDA
- Tapón de rosca (F) de PPS, autoclavable / esterilizable hasta 200 °C
- PTFE y PPS con excelente resistencia química y clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
- Etiqueta de inserción (E) para la inscripción individual
- Sello FKM mejorado (J) para un ajuste estable en cualquier botella
- Mejora de la ergonomía y la construcción (K)
- Set completo para un sistema de HPLC con hasta 4 depósitos de disolvente
- Ventaja de precio en comparación con el pedido pieza por pieza
- Adecuado para todos los sistemas actuales de HPLC
- Utilice los tapones ciegos suministrados para apretar los conectores que están temporalmente inactivos o no se utilizan



Material de suministro de los diferentes sets:

HPLC SafetySet 1: 3 x SafetyCaps I (V 2.0), 1 x SafetyCap II (V 2.0), 1 x tapón ciego UNF 1/4" 28G, 4 x válvula de aire

HPLC SafetySet 2: 4 x SafetyCaps II (V 2.0), 4 x tapón ciego UNF 1/4" 28G, 4 x válvula de aire

HPLC SafetySet 3: 4 x SafetyCaps III (V 2.0), 8 x tapón ciego UNF 1/4" 28G, 12 x conector 1,6 mm, 12 x conector 2,3 mm, 12 x conector 3,2



mm, 4 x válvula de aire, 8 x etiqueta de inserción

Code	Description	Packaging
LLG04669378	HPLC Starter Kit 1, V2.0: 3x SafetyCap I	1 pz
LLG04669379	HPLC Starter Kit 2, V2.0: 4x SafetyCap	1 pz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

