

**Caja criogénica Kryobox Work2Store™, PP****Heathrow Scientific****Caja criogénica Kryobox Work2Store™, PP**

Reduce el tiempo de manejo de muestras y con ella no es preciso el uso de gradillas adicionales cuando se trabaja con muestras que son almacenadas a temperaturas bajas. El exclusivo mecanismo de apertura y cierre facilita la expansión de la gradilla y crea el espacio necesario para la manipulación de muestras. Luego la gradilla vuelve fácilmente a su forma compacta y ya se puede guardar en el refrigerador. Intervalo de temperatura -80°C a 121°C.

- Tapa transparente que cierra la gradilla para un manejo y transporte seguros
- Los pocillos tienen una depresión central para estabilizar los tubos cónicos y un cierre de vial criogénico para la retirada a mano de los tapones
- Aplilable, esterilizable en autoclave y con identificación mediante código alfanumérico
- Se ajusta en la gradilla estándar 2" (52 mm) del congelador





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

