



### Soportes para pipetas Flip & Grip™ para micropipetas de monocanal y multicanal

Soporte de pipeta único que le da la opción de utilizarlo en la mesa de trabajo, o colgarlo bajo el soporte de la estantería para ayudar a maximizar el espacio de trabajo disponible.

- Puede sostener hasta 12 pipetas monocanal, o un combo de 3 monocanales y 3 multicanales
- Sostiene la mayoría de las marcas comunes. Las empuñaduras de goma evitan que la pipeta se raye
- El soporte gira para facilitar la selección y el almacenamiento de la pipeta
- Base ponderada. Tornillo de fijación previsto para la opción de bajo estante
- Dimensiones (An x Alt): 193 x 332mm ( tipo banco); 193 x 187mm (tipo bajo estante)



Code	Description	Packaging
LLG09194002	Pipette carousel Flip&Gripblue	1 pz.
LLG09194003	Pipette carousel Flip&Griplime	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

