

**Soportes para pipetas Flip & Grip™ para micropipetas de monocanal y multicanal**

Soporte de pipeta único que le da la opción de utilizarlo en la mesa de trabajo, o colgarlo bajo el soporte de la estantería para ayudar a maximizar el espacio de trabajo disponible.

-Puede sostener hasta 12 pipetas monocanal, o un combo de 3 monocanales y 3 multicanales

-Sostiene la mayoría de las marcas comunes. Las empuñaduras de goma evitan que la pipeta se raye

-El soporte gira para facilitar la selección y el almacenamiento de la pipeta

-Base ponderada. Tornillo de fijación previsto para la opción de bajo estante

-Dimensiones (An x Alt): 193 x 332mm ( tipo banco); 193 x 187mm (tipo bajo estante)



Code	Description	Packaging
LLG09194002	Pipette carousel Flip&Gripblue	1 pz.
LLG09194003	Pipette carousel Flip&Griplime	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

