

**Dispensador de guantes Flexihold****Heathrow Scientific****Dispensador de guantes Flexihold**

- El dispensador ajustable permite el alojamiento de un máximo de 4 cajas de tamaño distinto
- Adecuado para guantes, pañuelos lavables, tapones para oídos, mascarillas y protectores de zapatos
 - Fácil de limpiar, no ocupa sitio por su diseño plano
 - incluye accesorio para su montaje



Code	Description	Packaging
LLG09194008	Box holder Flexihold	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

