

**Espátulas para polvo smartSPATULAS[®], PP**

Heathrow Scientific

Espátulas para polvo smartSPATULAS[®], PP

Las herramientas de laboratorio de polipropileno de un solo uso reducen los costosos errores de contaminación.

- Diseños relacionados con el tamaño para adaptarse perfectamente a los tubos estándar de 0,2, 1,5/2,0, 15 y 50 mL
- Ideales para dispensar o recoger muestras de polvos o sólidos blandos
- Resistentes a la rotura en nitrógeno líquido, resistentes a los ácidos y bases diluidos y pueden ser utilizado con líquidos calientes
- Disponibles versiones antiestáticas, estériles y ecológicas
- Autoclavables y cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos



Code	Description	Packaging
LLG06256893	Disposable spatula smartSpatulas®21/300	300 pz.
LLG06256894	Disposable spatula smartSpatulas®14/300	300 pz.
LLG06256895	Disposable spatule smartSpatulas®21/300	300 pz.
LLG06256896	Disposable spatula smartSpatulas®14/300	300 pz.
LLG06256897	Disposable spatula smartSpatulas®31/150	150 pz.
LLG06256898	Disposable spatula smartSpatulas®21/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

