

**Espátulas para polvo smartSPATULAS<sup>®</sup>, PP**

Heathrow Scientific

**Espátulas para polvo smartSPATULAS<sup>®</sup>, PP**

Las herramientas de laboratorio de polipropileno de un solo uso reducen los costosos errores de contaminación.

-Diseños relacionados con el tamaño para adaptarse perfectamente a los tubos estándar de 0,2, 1,5/2,0, 15 y 50 mL

-Ideales para dispensar o recoger muestras de polvos o sólidos blandos

-Resistentes a la rotura en nitrógeno líquido, resistentes a los ácidos y bases diluidos y pueden ser utilizado con líquidos calientes

-Disponibles versiones antiestáticas, estériles y ecológicas

-Autoclavables y cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos



Code	Description	Packaging
LLG06256893	Disposable spatula smartSpatulas®21/300	300 pz.
LLG06256894	Disposable spatula smartSpatulas®14/300	300 pz.
LLG06256895	Disposable spatule smartSpatulas®21/300	300 pz.
LLG06256896	Disposable spatula smartSpatulas®14/300	300 pz.
LLG06256897	Disposable spatula smartSpatulas®31/150	150 pz.
LLG06256898	Disposable spatula smartSpatulas®21/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

