

**Botella de acero inoxidable, con tapa, GL 45, sin certificado UN****DURAN Group****Botella de acero inoxidable, con tapa, GL 45, sin certificado UN**

- De acero inoxidable resistente a la corrosión
- Compatible con todas las tapas GL 45
- Irrompible
- Almacenamiento de líquidos, productos intermedios y sustancias sólidas
- Almacenamiento de materiales de alta calidad, como por ejemplo productos farmacéuticos, cosméticos, de química fina, muy puros
- Almacenamiento de materiales fotosensibles



Code	Description	Packaging
LLG04653267	Stand made of plastic, black, for mobil	1 pz.
LLG09072175	Stainless steel bottle 1500mlGL 45, w/o	1 pz
LLG09072177	Stainless steel closure GL 45with PTFE	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

