

**Cabezales de dispersión para homogenizadores POLYTRON<sup>®</sup>**

**Adición de tipo EC (CABEZAL DE DISPERSIÓN ESTANDAR):** La geometría universal utiliza dos hileras de dientes, es adecuada para un amplio espectro de aplicaciones de laboratorio y es fiable y eficiente.

**Adición de tipo BEC:** Cabezal mezclador de alta turbulencia, adecuado para suspensión de partículas sólidas y para aplicaciones de alta viscosidad.

**Adición de tipo W:** Cabezal dispersor para materiales fibrosos y resistentes.

**Adición de tipo SYN (SINTETICOS):** Cabezales dispersores desechables para el procesamiento de múltiples muestras al día, donde la esterilización requerida de los cabezales dispersores de acero inoxidable representa una limitación de tiempo significativa. Disponible en PES / POM Especial. Envasado estéril.

**Adición del tipo E:** Tipo de acoplamiento E

**Adición del tipo F:** Tipo de acoplamiento F



Code	Description	Packaging
LLG04012995	Dispenser PT-DA 07/2SYN-E082 non-ste/25	25 pz.
LLG04012999	Dispenser PT-DA 12/2SYN-E123 non-ste/10	10 pz.
LLG04013004	Dispenser PT-DA 20/2WEC-E192	1 pz.
LLG04013016	Dispenser PT-DA 20/2EC-F193/1	1 pz.
LLG04013032	Dispenser PT-DA 36/4EC-F250/1	1 pz.
LLG04013046	Dispenser PT-DA 50/4EC-F250/1	1 pz.
LLG06258233	Dispersing aggregate PT-DA 30/4EC-F250Ø	1 pz
LLG06258234	Dispersing aggregate PT-DA 20/2EC-E191Ø	1 pz
LLG06258269	Dispersing aggregate PT-DA 03/2EC-E050	1 pz
LLG06258271	Dispersing aggregate PT-DA 07/2EC-E107	1 pz
LLG06258273	Dispersing aggregate PT-DA 07/2SYN-E/25	25 pz
LLG06261033	Dispersing aggregate PT-DA 12/2SYN-E/10	10 pz.
LLG09570223	Dispersing aggregate PT-DA 05/2EC-E085	1 pz
LLG09570225	Dispersing aggregate PT-DA 12/2EC-E157Ø	1 pz
LLG09570226	DISPERSER PT-DA 20/2XEC-E116	1 pz
LLG09570227	DISPERSER PT-DA 25/2EC-E192	1 pz
LLG09570228	Dispersing aggregate PT-DA 30/2EC-F250Ø	1 pz
LLG09570229	Dispersing aggregate PT-DA 36/2EC-F250Ø	1 pz
LLG09570230	Dispersing aggregate PT-DA 40/2EC-F250Ø	1 pz
LLG09570231	Dispersing aggregate PT-DA 45/2EC-F250Ø	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09570232	Dispersing aggregate PT-DA 45/6EC-F250Ø	1 pz
LLG09570233	Dispersing aggregate PT-DA 50/2EC-F250Ø	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

