



## Microondas Severin MW 7873

### Microondas Severin MW 7873

- Potencia: aprox. 900 W
- Capacidad interior: aprox. 30 l
- Altura interior: aprox. 210 mm, adecuada para un matraz Erlenmeyer de 800 ml.
- Diámetro del plato giratorio aprox. 315 mm
- Dimensiones (An x L x Alt) : 510 x 430 x 305mm
- 5 pasos seleccionables
- Potencia continuamente variable, (por tiempo o peso)
- Temporizador de 35 minutos con señal acústica





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

