

**Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CP**

Julabo GmbH

**Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CP**

Con tanques de baño aislados de acero inoxidable, rendimiento flexible y un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 200 °C. El control de la temperatura es posible tanto en el baño interno como en una aplicación externa conectada.

- Adecuado para aplicaciones internas y externas
- Recipientes de baño de acero inoxidable de alta calidad, incluyendo la tapa de la bañera y el drenaje
- Unidades de refrigeración sin aberturas de ventilación lateral
- Más espacio en el baño gracias a las bobinas de evaporación que ahorran espacio
- Conexiones de la bomba externa M16x1
- Una pantalla brillante, blanca y fácilmente visible, incluso a distancia
- Sistema de alerta de bajo nivel
- Simple cambio entre la circulación interna y externa
- Potente bomba de variación continua
- Capacidad de la bomba ajustable de 8 a 27 l/min
- Muy silenciosos
- Pies de goma para estar de pie de forma segura
- Ventilación de aire removible
- Conexión USB
- Interfaz RS232
- Clase III (FL) según DIN 12876-1



**Material de suministro:** Termostato refrigerado, cable de alimentación, caja de conexiones, cubierta del baño, cable de conexión, refrigerador, conectores de manguera de 8 y 12 mm

**Especificaciones**

**Precisión de ajuste:** 0,01 °C

**Uniformidad de la temperatura:** ±0,03 °C

**Potencia de la bomba:**

**Presión de la bomba:** 8 ... 27 l/min

0,1 ... 0,7 bar

**Potencia de calefacción:** 2 kW

**Temporizador:**

**Ancho interior del conector de manguera:** 0 ... 999 min



8/12 mm

Temperatura ambiente admisible: 5 ... 40 °C

Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04670680 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz      |
| LLG04670681 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz      |
| LLG04670683 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz      |
| LLG04670684 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz      |



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04670685 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

