

**Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CP**

Julabo GmbH

Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CP

Con tanques de baño aislados de acero inoxidable, rendimiento flexible y un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 200 °C. El control de la temperatura es posible tanto en el baño interno como en una aplicación externa conectada.

- Adecuado para aplicaciones internas y externas
- Recipientes de baño de acero inoxidable de alta calidad, incluyendo la tapa de la bañera y el drenaje
- Unidades de refrigeración sin aberturas de ventilación lateral
- Más espacio en el baño gracias a las bobinas de evaporación que ahorran espacio
- Conexiones de la bomba externa M16x1
- Una pantalla brillante, blanca y fácilmente visible, incluso a distancia
- Sistema de alerta de bajo nivel
- Simple cambio entre la circulación interna y externa
- Potente bomba de variación continua
- Capacidad de la bomba ajustable de 8 a 27 l/min
- Muy silenciosos
- Pies de goma para estar de pie de forma segura
- Ventilación de aire removible
- Conexión USB
- Interfaz RS232
- Clase III (FL) según DIN 12876-1



Material de suministro: Termostato refrigerado, cable de alimentación, caja de conexiones, cubierta del baño, cable de conexión, refrigerador, conectores de manguera de 8 y 12 mm

Especificaciones

Precisión de ajuste: 0,01 °C

Uniformidad de la temperatura: ±0,03 °C

Potencia de la bomba:

Presión de la bomba: 8 ... 27 l/min

0,1 ... 0,7 bar

Potencia de calefacción: 2 kW

Temporizador:

Ancho interior del conector de manguera: 0 ... 999 min

8/12 mm

Temperatura ambiente admisible: 5 ... 40 °C

Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04670680 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz |
| LLG04670681 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz |
| LLG04670683 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz |
| LLG04670684 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz |
| LLG04670685 | Refrigerated/heating circulator CORIO CP | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

