



## Gradillas para tubos de ensayo Nalgene, plástico acetálico

### Gradillas para tubos de ensayo Nalgene™, plástico acetálico

Gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ fabricadas con la tecnología de fabricación Resmer™ Diseño de rejilla de 3 niveles. No flotan. Moldeo simple, sin bordes ni esquinas afiladas. Rejilla alfanumérica referenciada en el nivel superior para una fácil identificación de las muestras. Las placas finales se pueden etiquetar o escribir en ellas. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG09194513	Test tube stands,plastic,for 13 mm diam	1 pz.
LLG09194514	Test tube stands,plastic,for 16 mm diam	1 pz.
LLG09194515	Test tube stands,plastic,for 20 mm diam	1 pz.
LLG09194516	Test tube stands,plastic,for 25 mm diam	1 pz.
LLG09194517	Test tube stands,plastic,for 30 mm diam	1 pz.
LLG09194523	Test tube racks, 13 mm6x12, orange	1 pz.
LLG09194524	Test tube racks, 16 mm6x12, orange	1 pz.
LLG09194525	Test tube racks, 20 mm4x10, orange	1 pz.
LLG09194526	Test tubes rack orange4x10, 25mm	1 pz.
LLG09194527	Test tube racks, 30 mm3x8, orange	1 pz.
LLG09194533	Test tube stands,plastic,for 13 mm diam	1 pz.
LLG09194534	Test tube stands,plastic,for 16 mm diam	1 pz.
LLG09194535	Test tube stands,plastic,for 20 mm diam	1 pz.
LLG09194536	Test tube stands,plastic,for 25 mm diam	1 pz.
LLG09194537	Test tube stands,plastic,for 30 mm diam	1 pz.
LLG09194543	Test tube stands,plastic,for 13 mm diam	1 pz.
LLG09194544	Test tube stands,plastic,for 16 mm diam	1 pz.
LLG09194545	Test tube stands,plastic,for 20 mm diam	1 pz.
LLG09194546	Test tube stands,plastic,for 25 mm diam	1 pz.
LLG09194547	Test tube stands,plastic,for 30 mm diam	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09194553	Test tube stands,plastic,for 13 mm diam	1 pz.
LLG09194554	Test tube stands,plastic,for 16 mm diam	1 pz.
LLG09194555	Test tube stands,plastic,for 20 mm diam	1 pz.
LLG09194556	Test tube stands,plastic,for 25 mm diam	1 pz.
LLG09194557	Test tube stands,plastic,for 30 mm diam	1 pz.
LLG09194563	Test tube stands,plastic,for 13 mm diam	1 pz.
LLG09194564	Test tube stands,plastic,for 16 mm diam	1 pz.
LLG09194565	Test tube stands,plastic,for 20 mm diam	1 pz.
LLG09194566	Test tube stands,plastic,for 25 mm diam	1 pz.
LLG09194567	Test tube stands,plastic,for 30 mm diam	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

