



Cartones para la eliminación de vidrios rotos

Bel-Art Products

Cartones para la eliminación de vidrios rotos

- Contenedores seguros resistentes a pinchazos para vidrios rotos
- Reducen la posibilidad de accidentes
- Contenedores especiales, debidamente etiquetados, en 2 tamaños: modelo suelo: 18 kg de residuos; para sobremesa: 5,5 kg
- Empaquetados con una bolsa de polipropileno claro de 50 micras para su almacenamiento
- Impresos en cuatro idiomas: Inglés, francés, alemán y español

Tapa de seguridad reutilizable para el contenedor de suelo:

Tapa de seguridad reutilizable para el contenedor de vidrios rotos. Resistente al lavaplatos y esterilizable en autoclave. Se abre rápida y fácilmente apretando la lengüeta de liberación. No tirar, reutilizar para el siguiente proceso de eliminación.



Code	Description	Packaging
LLG06236025	BEL-ART Disposal cartons for broken g/6	6 pz.
LLG09264190	BEL-ART Disposal cartons for broken g/6	6 pz.
LLG09264191	BEL-ART Coverfor glass disposal cartons	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

