

**Gradillas de tubos Origami, PP****Tenak****Gradillas de tubos Origami, PP**

El Origami Tube Rack está diseñado para ser ajustable en altura, lo que lo hace muy flexible y se adapta a casi cualquier tubo de ensayo del mercado.

Dependiendo del diámetro del orificio, las gradillas pueden usarse para tubos de microcentrifuga, crioviales, vacutainers y tubos de halcón de 15 ml y 50 ml.

Disponen de una cuadrícula alfanumérica impresa para facilitar la ubicación de las muestras. Están hechas de polipropileno y pueden utilizarse a temperaturas de  $-45^{\circ}\text{C}$  a  $60^{\circ}\text{C}$ . La mejor opción para los laboratorios móviles. Después de usarlas desmontarlas y guardarlas en un cajón.



Code	Description	Packaging
LLG09194015	Test tube rack Origamifor 9x5 tubes o/5	5 pz.
LLG09194016	Test tube rack Origamifor 7x4 tubes o/5	5 pz.
LLG09194017	Test tueb rack Origamifor 5x3 tuebs o/5	5 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

